

Data wystawienia _____

Pacjent

Imię	
Nazwisko	
Data urodzenia	

Gabinet

Laboratorium protetyczne

Technik: _____

Data przejęcia pracy: _____

Data oddania pracy: _____

Data oddania pracy: _____

Pozycje implantów:

18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28
								rodzaje implantów ¹ (etykieta) <small>Po wprowadzeniu implantów przeleć etykietę z opakowania implantu.</small>								
								nadbudowy (oznaczenie na etykiecie)								
								Uzupełnienie protet. ²								
								rodzaje implantów ¹ (etykieta) <small>Po wprowadzeniu implantów przeleć etykietę z opakowania implantu.</small>								
								nadbudowy (oznaczenie na etykiecie)								
								Uzupełnienie protet. ²								
48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38

¹Rodzaje implantów / platformy protetyczne (koncepcja S-M-L)

Implanty - długości	9 / 11 / 13 / 15 / 17 mm				
Implanty - średnice	3,3 mm	3,7 mm	4,2 mm	4,8 mm	5,5 mm
Platforma protetyczna	S	M	L		

Wszystkie komponenty oznaczone są literą odpowiednio do platformy protetycznej S,M,L. Implanty o średnicy 3,3 nie występują w długości 9 mm, implanty o średnicy 5,5 mm nie występują w długości 17 mm.

²Uzupełnienie protetyczne:

cementowane / przykręcane			ruchome				
Pojedyncze	Most	Belka	Belka Frezowana	Teleskop	Zatrzask	Locator	Magnes
P	M	B	BF	T	Z	L	MG

Informacje o materiałach

Stop: Cement: Porcelana:
 Seria: Akryl: Kolor zęba:

